

FICHE TECHNIQUE	
TC11400 ACIDE CHLORHYDRIQUE 0,25N=N/4=0,25M	
REV. 2 - 24/11/2023	Méthode de contrôle MC15

Nom du produit	ACIDE CHLORHYDRIQUE 0,25N=N/4=0,25M
Code du Produit	TC11400
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 93440 du Federal Institute for Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	