

FICHE TECHNIQUE	
TC35500 SODIUM THIOSULFATE 0,01N=N/100=0,01M	
REV. 2 - 23/12/2020	Méthode de contrôle MC470

Nom du produit	SODIUM THIOSULFATE 0,01N=N/100=0,01M
Code du Produit	TC35500
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
<p>La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 42019 de l'Institut fédéral de recherche et d'essai des matériaux (BAM - Allemagne - www.bam.de)</p>	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	