



	<b>FLACON CARREE 500ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM 20 MG/L</b>	
<b>Référence</b>	GFT05001RG	
<b>Matière</b>	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
<b>Dimensions</b>	Base 76*76 mm Hauteur 128 mm	
<b>Type fermeture</b>	Auto-jointante, Inviolable	
<b>Diamètre d'ouverture</b>	50 mm	
<b>Dosage thiosulfate de sodium</b>	Minimum 10 mg dans le flacon de 500 ml soit 20 mg minimum dans 1 litre	
<b>Traçabilité</b>	Etiquette d'identification et marquage du N° de lot et DLU sur chaque flacon	
<b>Matière bouchon</b>	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
<b>Conditionnement</b>	180 / carton	
<b>Stérilisation</b>	Stérilisation par ionisation	
<b>Durée de vie pour la version stérile</b> (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*	

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*