



	FLACON CARREE 500ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM 120 MG/L	
Référence	GFT05002RG	
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 128 mm	
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable	
Diamètre d'ouverture	50 mm	
Dosage thiosulfate de sodium	Minimum 60 mg dans le flacon de 500 ml soit 120 mg minimum dans 1 litre	
Traçabilité	Etiquette d'identification et marquage du N° de lot et DLU sur chaque flacon	
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
Conditionnement	180 / carton	
Stérilisation	Stérilisation par ionisation	
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.