

JERRICAN CARRE 5L

AVEC DU THIOSULFATE DE SODIUM

Marque iSample / Grosseron collection

Référence	GFT50001RG
Matière	Polyéthylène naturel certifié contact alimentaire selon les réglementations européennes 2011/65EU – 2003/11/EC-2006/122/EC
Matière bouchon	Polyéthylène rouge
Volume	5000 ML
Dimension (LxlxH en mm)	128x189x189
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	45 mm
Dosage thiosulfate de sodium	Minimum 20 mg dans le flacon de 1000 mL
Traçabilité	Etiquette d'identification et marquage du N° de lot et DLU sur chaque flacon
Conditionnement	96 Jerricans par carton
Stérilisation	Stérilisation par ionisation
Durée de vie (*conditions idéales de stockage)	3 ans à date de fabrication*

LES CARTONS PEUVENT PRESENTER UN MARQUAGE "ISAMPLE" OU "GROSSERON COLLECTION".

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.