


Date de création : 02/09/2020
Dernière Mise à jour : 29/11/2023
Version : 1

PIPETTE DE SEROLOGIE A USAGE UNIQUE STERILE



Référence article	GR01001	GR01025
Description	PIPETTE SEROLOGIQUE 10 ML	
Volume (précision)	10 ml (± 2 % REMPLISSAGE TOTAL)	
Graduation	1/10 Graduation positive et négative	
Matériel	100 % Polystyrène vierge	
Code couleur	Orange	
Dimension		
Détails	Non pyrogénique	
Stérilisation	Par irradiation	
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*	
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boite de 500	Sachet plastique multiple par 25 stérile Boite de 500

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR01001 ET GR01025

Novembre 2023