

PIPETTE DE SEROLOGIE A USAGE UNIQUE STERILE



Référence article	GR02501	GR02520
Description	PIPETTE SEROLOGIQUE 25 ML	
Volume (précision)	25 ml ($\pm 2\%$ REMPLISSAGE TOTAL)	
Graduation	1/5 Graduation positive et négative	
Matériel	100 % Polystyrène vierge	
Code couleur	Violet	
Dimension		
Détails	Non pyrogénique	
Stérilisation	Par irradiation	
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*	
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boite de 200	Sachet plastique multiple par 20 stérile Boite de 200

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.