

## **FICHE TECHNIQUE**

Date de création : Dernière Mise à jour : Version : 22/10/2021 22/10/2021

0



Grosseron	BOITE DE PETRI 90MM HAUTEUR 14.55 MM 3 ERGOTS
Référence	GR112148
Matière	Polystyrène
Dimensions	Hauteur : 14.55 mm Diamètre : 90 mm
Ergots	3
Quantité par sachet	20
Conditionnement	480 / carton sachet de 20
Stérilisation	NA

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR112146-GRS12146 février 24