



Grosseron <i>Collection</i>	POT DROIT 40ML STERILE
Référence article	GRS0030RG
Volume	40mL
Graduation	Tous les 5mL jusqu'à 30mL
Matériel	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Code couleur (bouchon)	rouge
Ø Inférieur (mm)	28.2
Ø supérieur (mm)	29.1
Hauteur sans bouchon (mm)	81
Hauteur totale (mm)	82
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	5 ans date de fabrication*
Conditionnement	Boite de 700 avec sursac

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.