

PIPETTE PAILLE

1 ML

Marque iSample / Grosseron collection

| | |
|------------------------|---|
| Référence | GRS6002 |
| Désignation | Polypropylène naturel certifié contact alimentaire selon les réglementations européennes 2011/65EU – 2003/11/EC-2006/122/EC |
| Volume | 1 ml |
| Longueur | 120 mm |
| Graduations | non |
| Sachet de | 40 pailles |
| Boîte distributrice de | 1120 (28x40) |
| Stérilisation | traitement par rayonnement beta |

LES CARTONS PEUVENT PRESENTER UN MARQUAGE "ISAMPLE" OU "GROSSERON COLLECTION".

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.