

# PIPETTE PAILLE

## 2.2 ML

Marque iSample / Grosseron collection

<b>Référence</b>	<b>GRS6005</b>
<b>Désignation</b>	Polypropylène naturel   certifié contact alimentaire selon les réglementations européennes 2011/65EU – 2003/11/EC-2006/122/EC
<b>Volume</b>	2.2 ml
<b>Longueur</b>	180 mm
<b>Graduations</b>	non
<b>Sachet de</b>	50 pailles
<b>Boite distributrice de</b>	1200 (24x50)
<b>Stérilisation</b>	traitement par rayonnement beta

**LES CARTONS PEUVENT PRESENTER UN MARQUAGE "ISAMPLE" OU "GROSSERON COLLECTION".**

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.*