

# FLACON CARREE 1000ML AVEC DU THIOSULFATE DE SODIUM

Marque iSample / Grosseron collection

Référence	GTI10001RG
Matière	Polyéthylène naturel   certifié contact alimentaire selon les réglementations européennes 2011/65EU – 2003/11/EC-2006/122/EC
Matière bouchon	Polyéthylène rouge
Volume	1000ML
Dimension (LxlxH en mm)	94x76x192
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Dosage thiosulfate de sodium	Minimum 20 mg dans le flacon de 1000 mL
Traçabilité	Etiquette d'identification et marquage du N° de lot et DLU sur chaque flacon
Conditionnement	80 flacons par carton
Stérilisation	Stérilisation par ionisation
Durée de vie (*conditions idéales de stockage)	3 ans à date de fabrication*

**LES CARTONS PEUVENT PRESENTER UN MARQUAGE "ISAMPLE" OU "GROSSERON COLLECTION".**

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.*