



	<p align="center">JERRICAN CARREE 5L A LARGE OUVERTURE INVIOLEABLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM</p>
<p>Référence</p>	<p align="center">GFT50001RG</p>
<p>Matière</p>	<p align="center">Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Dimensions</p>	<p align="center">128*189*189 MM</p>
<p>Type fermeture</p>	<p align="center">Auto-jointante, Inviolable</p>
<p>Diamètre d'ouverture</p>	<p align="center">45 mm</p>
<p>Matière bouchon</p>	<p align="center">Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Conditionnement</p>	<p align="center">17 / carton</p>
<p>Concentration</p>	<p align="center">Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 100 mg minimum dans 5 l</p>
<p>Stérilisation</p>	<p align="center">par irradiation</p>
<p>Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)</p>	<p align="center">3 ans date de fabrication*</p>

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.