



	<p align="center"><b>FLACON CARREE 250 ML A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM EN SACHET UNITAIRE</b></p>
<p align="center"><b>Référence</b></p>	<p align="center">GTI02501RG</p>
<p align="center"><b>Matière</b></p>	<p align="center">Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p align="center"><b>Dimensions</b></p>	<p align="center">Base 65*63 mm Hauteur 101 mm</p>
<p align="center"><b>Type fermeture</b></p>	<p align="center">Auto-jointante, Inviolable</p>
<p align="center"><b>Diamètre d'ouverture</b></p>	<p align="center">50 mm</p>
<p align="center"><b>Matière bouchon</b></p>	<p align="center">Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p align="center"><b>Conditionnement</b></p>	<p align="center">160 / carton en sachet unitaire</p>
<p align="center"><b>Concentration</b></p>	<p align="center">Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 5 mg minimum dans 250 ml</p>
<p align="center"><b>Stérilisation</b></p>	<p align="center">par irradiation</p>
<p align="center"><b>Durée de vie pour la version stérile</b> (*conditions idéales de stockage)</p>	<p align="center">3 ans date de fabrication*</p>

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*