

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	23/08/2021	
	Dernière Mise à jour :	23/08/2021	
	Version :	0	

	<u>CARTOUCHE D'EXTRACTION EN CELLULOSE</u>						
Désignation	Cartouche d'extraction en cellulose, sans liant						
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Détermination du taux de lipides dans les produits alimentaires - Détermination du taux de liant dans le bitume et l'asphalte - Analyse de pesticides dans les sols - Extraction de plastifiants dans le PVC - Extraction de combinaisons organiques à partir des mélanges réactionnels, aliments, substances naturelles, laques et analyse de liant dans les couleurs de peinture, détermination de la poussière et du goudron dans les gaz 						
Epaisseur (mm)	1						
Porosité (µm)	5-10						
Références articles	0700405	0700408	0700418	0700421	0700426	0700436	0700437
Dimensions Ø int x H (mm)	26 x 60	30 x 80	25 x 80	30 x 100	33 x 100	33 x 118	34 x 130

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700405-408-418-421-426-436-437

août 21

ZAC les Hauts de Couëron III – 4 rue des Entrepreneurs - 44220 Couëron - Tél : (33) 02 40 92 07 09 - Fax : (33) 02 40 92 07 10
 SAS au Capital de 3 750 000 Euros - RCS Nantes 538 755 513 - Siret 538 755 513 00024 - NAF 4669B - TVA FR 74 538 755 513