

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	23/08/2021	
	Dernière Mise à jour :	23/08/2021	
	Version :	0	

	<u>FILTRE EXEMPT AZOTE</u>	
Désignation	Papier filtre en cellulose qualitatif exempt d'azote, sans liant	
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Détermination de l'azote dans la fonte brute et l'acier, ainsi que la glycémie selon Hagedorn-Jensen - Recherche de précipités fins des dosages suivant Kjeldahl 	
Grammage (g/m²) Selon EN ISO536	85	
Epaisseur (mm) Selon EN 20534	0.17	
Porosité (µm)	1.6	
Vitesse de filtration (sec)	150 sec (Gurley) 650 sec (Herzberg)	
Résistance à l'éclatement (kg/cm²)	1.1	
Références articles	0700443	0700410
Dimension filtre (mm)	200 x 200	120 x 120

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700410-443

août 21