



		<p align="center"><u>FILTRE MICROFIBRE DE VERRE</u></p>					
Désignation	Filtres en microfibres de verre borosilicatées, sans liant						
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Préfiltration pour membranes - Essais radio-immunologiques - Comptage par scintillation liquide - Analyse des matières en suspension 						
Grammage (g/m²) selon DIN 53104	52						
Epaisseur (mm)	0.26						
Porosité (µm)	1.2						
Vitesse de filtration (sec) selon DIN 53137	100						
Résistance à l'éclatement (kPa)	20						
Résistance à la chaleur (°C)	≤ 500						
Références articles	0700435	0700533	0700550	0700473	0700479	0700549	0700480
Diam filtre (mm)	47	55	70	90	110	125	150

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.