

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	18/12/2020	
	Dernière Mise à jour :	18/12/2020	
	Version :	0	

	<u>FILTRE MICROFIBRE DE VERRE</u>						
Désignation	Filtres en microfibres de verre borosilicatées, sans liant						
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Préfiltration pour membranes - Essais radio-immunologiques - Comptage par scintillation liquide 						
Grammage (g/m²) selon DIN 53104	120						
Epaisseur (mm)	0.53						
Porosité (µm)	2.7						
Vitesse de filtration (sec) selon DIN 53137	30						
Résistance à l'éclatement (kPa)	20						
Résistance à la chaleur (°C)	≤ 500						
Références articles	0700474	0700544	0700552	0700475	0700545	0700547	0700546
Diam filtre (mm)	47	55	70	90	110	125	150

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700474-544-552-475-545-547-546

décembre 20