



		<p align="center"><u>FILTRE MICROFIBRE DE VERRE</u></p>					
Désignation	Filtres en microfibres de verre borosilicatées, sans liant						
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Matières en suspension dans les fumées - Contrôle pollution atmosphérique - Comptage par scintillation liquide - Filtration des algues (eaux douces) 						
Grammage (g/m²) selon DIN 53104	52						
Epaisseur (mm)	0.26						
Porosité (µm)	1.6						
Vitesse de filtration (sec) selon DIN 53137	60						
Résistance à l'éclatement (kPa)	20						
Résistance à la chaleur (°C)	≤ 500						
Références articles	0700551	0700530	0700531	0700481	0700477	0700548	0700478
Diam filtre (mm)	47	55	70	90	110	125	150

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.