


	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	23/08/2021	
	Dernière Mise à jour :	23/08/2021	
	Version :	0	

	<u>PAPIER POUR CHROMATOGRAPHIE</u>	
Désignation	Papier en fibres de linters de coton, sans liant	
Applications	- Analyses de routines	
Références articles	0700553	0700555
Dimensions (mm)	460 x 570	
Grammage (g/m²) selon DIN 53104	90	180
Epaisseur (mm)	0.20	0.36
Capillarité (mm/30 min) selon DIN 1508787	120-130	90-100

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700553-555

août 21