

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	05/02/2021	
	Dernière Mise à jour :	05/02/2021	
	Version :	0	

	<u>MEMBRANE DE FILTRATION</u>			
Désignation	Membrane de filtration en acétate de cellulose			
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Filtration stérile de solutions aqueuses - Filtration clarifiante et stérilisante de fluides biologiques - Filtration stérilisante de protéines et d'enzymes 			
Références articles	0700576	0700804	0700805	070580
Seuil de rétention (µm)	0.22	0.22	0.45	0.8
Matière	Acétate de cellulose			
Débit (ml/min/cm²)	9-31			
Diamètre (mm)	25	47	47	47
Epaisseur (µm)	80-140			
Couleur	Blanc uni			

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700576-804-805-580

février 21