



Grosseron <i>Collection</i>	<u>MEMBRANE DE FILTRATION</u>	
Désignation	Membrane de filtration en polyéthersulfone	
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Usage biologique et chimique - Analyse de solutions pharmaceutiques (drogues notamment) - Analyse d'échantillons de nature visqueuse 	
Références articles	0700586	0700588
Seuil de rétention (µm)	0.45	0.22
Matière	polyéthersulfone	
Débit (ml/min/cm²)	30-48	
Diamètre (mm)	47	90
Epaisseur (µm)	110	
Couleur	Blanche	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.