



<p><b>Grosseron</b> Collection</p>	<p><b><u>MEMBRANE DE FILTRATION</u></b></p>	
<p><b>Désignation</b></p>	<p>Membrane de filtration en nylon</p>	
<p><b>Applications</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtration d'échantillons aqueux, alcalins, organiques ou HPLC</li> <li>- Clarification et stérilisation des autres liquides en général</li> </ul>	
<p><b>Références articles</b></p>	<p><b>0700806</b></p>	<p><b>0700807</b></p>
<p><b>Seuil de rétention (µm)</b></p>	<p>0.22</p>	<p>0.45</p>
<p><b>Matière</b></p>	<p>Nylon (polyamide)</p>	
<p><b>Débit (ml/min/cm<sup>2</sup>)</b></p>	<p>4.1-5.9</p>	
<p><b>Diamètre (mm)</b></p>	<p>47</p>	
<p><b>Epaisseur (µm)</b></p>	<p>100-110</p>	

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*