

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	05/02/2021	
	Dernière Mise à jour :	05/02/2021	
	Version :	0	

	<u>MEMBRANE DE FILTRATION</u>		
Désignation	Membrane de filtration en ester de cellulose – blanc uni		
Applications	- Filtration des eaux - Analyses microbiologiques - Analyses gravimétriques et qualitatives des particules - Détermination des protéines - Identification des acides nucléiques - Préfiltration et clarification des échantillons		
Références articles	0700808	0700582	0700587
Seuil de rétention (µm)	0.22	0.45	0.45
Matière	Ester de cellulose mixte		
Débit (ml/min/cm²)	12-18	38-71	
Diamètre (mm)	47	47	90
Epaisseur (µm)	90-130	90-170	
Couleur	Blanc uni		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700808-582-587

février 21