

	<b>FICHE TECHNIQUE</b>		
	Date de création :	<b>05/02/2021</b>	
	Dernière Mise à jour :	<b>05/02/2021</b>	
	Version :	<b>0</b>	

	<b><u>MEMBRANE DE FILTRATION</u></b>	
<b>Désignation</b>	Membrane de filtration en PTFE	
<b>Applications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtration de l'air ou de gaz</li> <li>- Filtration de solutions aqueuses, d'échantillons chimiquement agressifs ou très acides</li> </ul>	
<b>Références articles</b>	<b>0700809</b>	<b>0700810</b>
<b>Seuil de rétention (µm)</b>	0.22	0.45
<b>Matière</b>	polytétra-fluoréthylène	
<b>Débit (ml/min/cm<sup>2</sup>)</b>	8-13.8	
<b>Diamètre (mm)</b>	47	
<b>Epaisseur (µm)</b>	130-200	

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT 0700809-810

février 21