



Date de création : **27/08/2020**  
Dernière Mise à jour : **21/05/2021**  
Version : **1**

**Identification du produit**



Référence : 1099001  
Désignation : Pipette Pasteur en verre, à usage unique  
Pointe prédécoupée boutonnée  
Extrémité cartonnée  
Emballage en boîte carton  
Application : Usage général de Laboratoire

**Conditionnement**

Conditionnement : Carton de 1000 pipettes  
Sous-conditionnement : Boîte carton de 250 pipettes  
Minimum de vente : Carton de 1000 pipettes

**Traçabilité**

N° de lot : Constitution : 7 chiffres Localisation : carton + boîte  
Date limite d'utilisation : Durée de vie : 60 mois Localisation : Carton + boîte

**Assurance qualité**

Tests réalisés :  
- Contrôles visuels : centrage du capillaire  
- Contrôles dimensionnels  
- Contrôles du capillaire : qualité de la prédécoupe

**Spécifications**

Matière : Verre sodocalcique  
Pointe : Boutonnées prédécoupée  
Extrémité : Cotonnée  
Coton cardé hydrophobe

Longueur totale (mm)	Longueur du capillaire (mm)	Diamètre du corps (mm)	Epaisseur du verre (mm)	Volume utile* (mm)
230 ± 5	135 ± 8	6.75 ± 0.2	0.60 ± 0.03	1.5

Informations complémentaires :  
- Radioactif Non  
- Usage unique : oui  
- Latex : sans

**Recommandations d'usage et limites d'utilisation :**

Température d'utilisation maximale : + 300°C

Non autoclavable

Pour usage générale de laboratoire

\*volume utile mesuré à 5 cm de l'extrémité