



Date de création : **27/08/2020**
Dernière Mise à jour : **21/05/2021**
Version : **1**

Identification du produit

Référence : 1099004
Désignation : Pipette Pasteur en verre, à usage unique
Pointe prédécoupée boutonnée
Emballage en boîte carton
Application : Usage général de Laboratoire

Conditionnement

Conditionnement : Carton de 1000 pipettes
Sous-conditionnement : Boîte carton de 250 pipettes
Minimum de vente : Carton de 1000 pipettes

Traçabilité

N° de lot : Constitution : 7 chiffres Localisation : carton + boîte
Date limite d'utilisation : Durée de vie : 60 mois Localisation : Carton + boîte

Assurance qualité

Tests réalisés :
- Contrôles visuels : centrage du capillaire
- Contrôles dimensionnels
- Contrôles du capillaire : qualité de la prédécoupe

Spécifications

Matière : Verre sodocalcique
Pointe : Boutonnées prédécoupée
Extrémité : Non Cotonnée

Longueur totale (mm)	Longueur du capillaire (mm)	Diamètre du corps (mm)	Epaisseur du verre (mm)	Volume utile* (mm)
270 ± 5	160 ± 8	6.75 ± 0.2	0.60 ± 0.03	1.7

Informations complémentaires :
- Radioactif Non
- Usage unique : oui
- Latex : sans

Recommandations d'usage et limites d'utilisation :

Température d'utilisation maximale : + 300°C
Non autoclavable
Pour usage générale de laboratoire

*volume utile mesuré à 5 cm de l'extrémité