



SAC FILTRE PLEINE PAGE (NON TISSE) POUR MALAXEUR

Référence article	6614217
Description	SAC FILTRE PLEINE PAGE (NON TISSE) POUR MALAXEUR
Volume	Nominal 400ml Utile 50-300 ml
Dimensions (mm)	190 x 300
Matière	Sac : polyéthylène Filtre : non tissé
Couleur	Transparent
Porosité (µm)	<250
Température d'utilisation	-40°C à +80°C
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie (*condition idéal de stockage)	25 ans date de production*
Conditionnement	500 sous sachet de 50

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.