



**SAC FILTRE LATÉRALE (NON TISSÉ) POUR MALAXEUR**

<b>Référence article</b>	<b>6614220</b>
<b>Description</b>	SAC FILTRE LATÉRALE (NON TISSÉ) POUR MALAXEUR
<b>Volume</b>	Nominal 400ml Utile 50-300 ml
<b>Dimensions (mm)</b>	190 x 300
<b>Matière</b>	Sac : polyéthylène Filtre : non tissé
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Porosité (µm)</b>	<250
<b>Température d'utilisation</b>	-40°C à +80°C
<b>Stérilisation</b>	Par irradiation
<b>Durée de vie</b> (*condition idéal de stockage)	25 ans date de production*
<b>Conditionnement</b>	500 sous sachet de 50

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*