

<b>FICHE TECHNIQUE</b>	
TC49400 METHYLENE BLUE 1 %	
REV. 06 du 31/07/15	Méthode de contrôle MC1455

Nom du produit	<b>METHYLENE BLUE 1 %</b>
Code du produit	<b>TC49400</b>
<b>SPÉCIFICATION TECHNIQUE</b>	
<b>Aspect</b>	Liquide bleu clair
<b>Absorption maximale <math>\lambda_{max}</math> (EtOH 50%)</b>	660 - 665 nm
<b>Absorbance (<math>\lambda_{max}</math>; EtOH 50%; 0,003 g / l)</b>	0,675 - 0,825
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	