

**SPÉCIFICATION TECHNIQUE**

TC43482 ACIDE SULFURIQUE 98%

REV.00 – 12/02/18

Nom du produit	<b>ACIDE SULFURIQUE 98%</b>
Code du produit	<b>TC43482</b>
Formule - m.m. - C.A.S.	<b>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> – 98,08 – 7664-93-9</b>
<b>SPÉCIFICATION TECHNIQUE</b>	
<b>Aspect</b>	Liquide incolore clair
<b>Titre</b>	≥ 98 %
<b>Matière non volatile</b>	≤ 0,002 %
<b>Chlorures (Cl)</b>	≤ 0,00002 %
<b>Nitrates (NO<sub>3</sub>)</b>	≤ 0,00002 %
<b>Ammonium (NH<sub>4</sub>)</b>	≤ 0,0002 %
<b>Arsenic (As)</b>	≤ 0,000005 %
<b>Cuivre (Cu)</b>	≤ 0,00001 %
<b>Fer (Fe)</b>	≤ 0,0001 %
<b>Plomb (Pb)</b>	≤ 0,0001 %
<b>Sélénium (Se)</b>	≤ 0,001 %
<b>Substances réductrices de KMnO<sub>4</sub></b>	≤ 0,0001 %
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	