

<b>FICHE TECHNIQUE</b>	
TC54483 ALCOOL ETHYLIQUE DÉNATURÉ TITRÉ, COLORÉ 83°	
REV.00 DU 18/03/21	Méthode de contrôle MC2797

Nom du produit	<b>ALCOOL ETHYLIQUE DÉNATURÉ TITRÉ COLORÉ 83°</b>
Code du produit	<b>TC54483</b>
<b>SPÉCIFICATION TECHNIQUE</b>	
<b>Apparence</b>	Liquide limpide de couleur pourpre
<b>Degré alcoolique</b>	83% v/v
<b>pH (20°C)</b>	6,8 - 7,0
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	