



Grosseron <i>Collection</i>	FLACON CARREE 150ML A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE	
Référence	GF00150RG	GFS0150RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
Dimensions	Base 59*63 mm Hauteur 73 mm	
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable	
Diamètre d'ouverture	50 mm	
Matière bouchon	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
Conditionnement	420 / carton	
Stérilisation	NA	par irradiation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de fabrication*	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.