



	<p>FLACON CARREE 1000ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE</p>
<p>Référence</p>	<p>GF01000BB</p>
<p>Matière</p>	<p>Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Dimensions</p>	<p>Base 76*94 mm Hauteur 189 mm</p>
<p>Type fermeture</p>	<p>Auto-jointante, Inviolable</p>
<p>Diamètre d'ouverture</p>	<p>50 mm</p>
<p>Matière bouchon</p>	<p>Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Conditionnement</p>	<p>48 / carton</p>

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.