



| | | | |
|---|--|---|--|
|  | | FLACON CARREE 1000ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE | |
| Référence | GF01000RG | GFS1000RG | |
| Matière | Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire | | |
| Dimensions | Base 76*94 mm Hauteur 189 mm | | |
| Type fermeture | Auto-jointante, Inviolable | | |
| Diamètre d'ouverture | 50 mm | | |
| Matière bouchon | Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire | | |
| Conditionnement | 96 / carton | | |
| Stérilisation | NA | par irradiation | |
| Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage) | 3 ans date de fabrication* | | |

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.