



Référence	GF40150BE
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Base 60*63 mm Hauteur 73 mm
Type fermeture	Auto-jointante, NON Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Conditionnement	420 / carton

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.