



	<p><b>FLACON CARREE 1000 ML A LARGE OUVERTURE NON INVOLABLE</b></p>
<p><b>Référence</b></p>	<p>GF41000BE</p>
<p><b>Matière</b></p>	<p>Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p><b>Dimensions</b></p>	<p>Base 94*76 mm Hauteur 192 mm</p>
<p><b>Type fermeture</b></p>	<p>Auto-jointante, NON Inviolable</p>
<p><b>Diamètre d'ouverture</b></p>	<p>50 mm</p>
<p><b>Matière bouchon</b></p>	<p>Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p><b>Conditionnement</b></p>	<p>96 / carton</p>
<p><b>Concentration</b></p>	
<p><b>Stérilisation</b></p>	
<p><b>Durée de vie pour la version stérile</b> (*conditions idéales de stockage)</p>	

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*