



<b>Référence</b>	GF41000RG
<b>Matière</b>	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
<b>Dimensions</b>	Base 94*76 mm Hauteur 192 mm
<b>Type fermeture</b>	Auto-jointante, NON Inviolable
<b>Diamètre d'ouverture</b>	50 mm
<b>Matière bouchon</b>	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
<b>Conditionnement</b>	96 / carton

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*