



	<p align="center">FLACON CARREE 250 ML A LARGE OUVERTURE NON INVOLABLE</p>
<p>Référence</p>	<p align="center">GFS40250RG</p>
<p>Matière</p>	<p align="center">Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Dimensions</p>	<p align="center">Base 65*63 mm Hauteur 101 mm</p>
<p>Type fermeture</p>	<p align="center">Auto-jointante, NON Inviolable</p>
<p>Diamètre d'ouverture</p>	<p align="center">50 mm</p>
<p>Matière bouchon</p>	<p align="center">Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Conditionnement</p>	<p align="center">288 / carton</p>
<p>Stérilisation</p>	<p align="center">Par irradiation</p>
<p>Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i></p>	<p align="center">3 ans date de production*</p>

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.