

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	21/03/2024	
	Dernière Mise à jour :	21/03/2024	
	Version :	1	

	FLACON CARREE 1000 ML A LARGE OUVERTURE NON INVOLABLE
Référence	GFS41000RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Base 94*76 mm Hauteur 192 mm
Type fermeture	Auto-jointante, NON Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Conditionnement	96 / carton
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de production*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFS41000RG

juin 24