



	<p align="center">FLACON CARREE 150 ML A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM</p>
<p align="center">Référence</p>	<p align="center">GFT01502RG</p>
<p align="center">Matière</p>	<p align="center">Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p align="center">Dimensions</p>	<p align="center">Base 60*63 mm Hauteur 73 mm</p>
<p align="center">Type fermeture</p>	<p align="center">Auto-jointante, Inviolable</p>
<p align="center">Diamètre d'ouverture</p>	<p align="center">50 mm</p>
<p align="center">Matière bouchon</p>	<p align="center">Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p align="center">Conditionnement</p>	<p align="center">180 / carton</p>
<p align="center">Concentration</p>	<p align="center">Solution de thiosulfate de sodium à 120 mg par litre soit 18 mg minimum dans 150 ml</p>
<p align="center">Stérilisation</p>	<p align="center">par irradiation</p>
<p align="center">Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i></p>	<p align="center">3 ans date de fabrication*</p>

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.