



	JERRICAN CARREE 5L A LARGE OUVERTURE INVIOLEABLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM
Référence	GFT50001RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	45 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Conditionnement	17 / carton
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 100 mg minimum dans 5 l
Stérilisation	par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.