



Référence	GJS05LRG
Matière	Polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Base 128*189 mm Hauteur 189 mm
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	35 mm
Matière bouchon	Polypropylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Conditionnement	17 / carton
Stérilisation	Ionisation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.