



<b>Référence</b>	GJS10LRG
<b>Matière</b>	Polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
<b>Dimensions</b>	Base 191*234 mm Hauteur 308 mm
<b>Type fermeture</b>	Auto-jointante, Inviolable
<b>Diamètre d'ouverture</b>	45 mm
<b>Matière bouchon</b>	Polypropylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
<b>Conditionnement</b>	10 / carton
<b>Stérilisation</b>	Par ionisation
<b>Durée de vie pour la version stérile</b> (*conditions idéales de stockage)	3 ans

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*