



Référence	GP001000RG
Matière	Polypropylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (TIPPLEN R660)
Dimensions	Base 94*76 mm Hauteur 192 mm
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000, LD 1070MN18C, ROUGE PE 13001R)
Conditionnement	96 / carton

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.