



	FLACON CARREE 500 ML PP A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE STERILE
Référence	GPS00500RG
Matière	Polypropylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (TIPPLEN R660)
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 131 mm
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000, LD 1070MN18C, ROUGE PE 13001R)
Conditionnement	180 / carton
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de production*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GPS00500RG

juillet 24