



	<p align="center"><b>FLACON CARREE 1000 ML PP A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE STERILE</b></p>
<p><b>Référence</b></p>	<p align="center">GPS01000RG</p>
<p><b>Matière</b></p>	<p align="center">Polypropylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (TIPPLEN R660)</p>
<p><b>Dimensions</b></p>	<p align="center">Base 94*76 mm Hauteur 192 mm</p>
<p><b>Type fermeture</b></p>	<p align="center">Auto-jointante, Inviolable</p>
<p><b>Diamètre d'ouverture</b></p>	<p align="center">50 mm</p>
<p><b>Matière bouchon</b></p>	<p align="center">Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000, LD 1070MN18C, ROUGE PE 13001R)</p>
<p><b>Conditionnement</b></p>	<p align="center">96 / carton</p>
<p><b>Stérilisation</b></p>	<p align="center">Par irradiation</p>
<p><b>Durée de vie pour la version stérile</b> <i>(*conditions idéales de stockage)</i></p>	<p align="center">3 ans date de production*</p>

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*