



Date de création : **09/03/2021**
Dernière Mise à jour : **09/03/2021**
Version : **1**

Grosseron Collection		<u>POT DROIT 60ML</u>	
Référence article	GR00060BA	GR00060RG	
Description	POT DROIT 60ML PP AVEC BOUCHON		
Volume	60ml		
Graduation	Tous les 5 ml jusqu'à 50 ml		
Matériel	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène		
Code couleur (bouchon)	blanc	rouge	
Ø inférieur (mm)	37.3		
Ø supérieur (mm)	38.2		
Hauteur sans bouchon (mm)	63.3		
Hauteur totale (mm)	64.3		
Conditionnement	Boite de 600 avec sursac		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.