



Date de création : **02/09/2020**
Dernière Mise à jour : **09/09/2021**
Version : **2**

PIPETTE DE SEROLOGIE A USAGE UNIQUE STERILE



Référence article	GR00101	GR00125
Description	PIPETTE SEROLOGIQUE 1ML	
Volume (précision)	1 ml ($\pm 3\%$ REMPLISSAGE TOTAL)	
Graduation	1/100 Graduation positive et négative	
Matière	100 % Polystyrène vierge	
Code couleur	Jaune	
Dimensions		
Détails	Non pyrogénique	
Stérilisation	Par irradiation	
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*	
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boite de 1000	Sachet plastique multiple par 25 stérile Boite de 1000

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR00101 ET GR 00125

septembre 21