



Date de création : **02/09/2020**  
Dernière Mise à jour : **09/09/2021**  
Version : **2**

**PIPETTE DE SEROLOGIE A USAGE UNIQUE STERILE**



Référence article	GR00501	GR00525
Description	PIPETTE SEROLOGIQUE 5 ML	
Volume (précision)	5 ml ( $\pm 3\%$ REMPLISSAGE TOTAL)	
Graduation	1/10 Graduation positive et négative	
Matière	100 % Polystyrène vierge	
Code couleur	Bleu	
Dimensions		
Détails	Non pyrogénique	
Stérilisation	Par irradiation	
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*	
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boîte de 500	Sachet plastique multiple par 25 stérile Boîte de 500

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GR00501 ET GR00525

septembre 21